

ES

ESPUMA DE PÁRPADOS PARA BLEFARITIS.

AYUDA A ELIMINAR SECRECIONES Y RESIDUOS DE PÁRPADOS Y PESTAÑAS COLONIZADOS POR BACTERIAS Y DEMODEX.

Sólo para uso externo

COMPOSICIÓN

D-Pantenol, Aloe vera, Taurina, Melaleuca Alternifolia (Aceite de árbol de té), Antheris Nobilis (Camomila E.O.), aroma de camomila y agua purificada.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO está indicado para la higiene y eliminación mecánica de la secreción ocular severa y los residuos de pestañas y párpados, debidas a inflamación causada por blefaritis, blefarocconjuntivitis, presencia de bacterias o Demodex (ácaros de pestañas), ojo seco, uso de lentes de contacto o cirugía ocular.

El uso de NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO antes y después de cirugía ocular, contribuye a reducir el riesgo de infecciones causadas por bacteria y Demodex presentes en párpados y pestañas.

ENVASES

Botella de 50 ml con bomba dispensadora **REF** F50NI091

Botella de 5 ml con bomba dispensadora **REF** F5NI090

PROPIEDADES

NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO es una formulación no grasa y no irritante, para uso tópico.

¿QUÉ ES LA BLEFARITIS?

La Blefaritis es una inflamación crónica de los párpados y una de las patologías oculares más comunes. A menudo es la causa principal de molestias, rojeces y lagrimeo. Otros de los síntomas oculares de la blefaritis son: ardor, picor, irritación, sensibilidad a la luz, y sensación arenosa o seca que se acentúa más al despertarse.

La Blefaritis es una enfermedad crónica para la que no existe cura definitiva. Requiere un tratamiento a largo plazo, higiene y mantenimiento para tenerlo bajo control y prevenir complicaciones.

Novax® Pharma
Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
M/C 98000 MONACO



V2 - Rev. 25-03-2016

MODO DE EMPLEO



- 1 - Antes de la aplicación de la espuma, lávese las manos y luego límpiese las yemas de los dedos con NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO.
- 2 - Pulse la válvula dispensadora y deposite la espuma en las yemas limpias. Cuando se utilice antes o después de una cirugía se recomienda aplicar con una gasa estéril.
- 3 - Cierre el ojo y masajee el párpado y las pestañas con NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO. No toque o abra los ojos durante la aplicación. Deje que la espuma se seque antes de abrir los ojos, para evitar que el producto entre en ellos. Deje actuar la espuma durante al menos 15/20 minutos.
- 4 - Después de cada aplicación enjuague las pestañas y los párpados con agua templada.

Nota: Repita los mismos pasos en el otro ojo.

Repita este tratamiento 2-3 veces al día durante 7 a 14 días, para una máxima eficacia.

PRECAUCIONES

- Lávese siempre las manos antes y después de usar la espuma.
- Quite las lentes de contacto antes de aplicar la espuma. Asegúrese de haber retirado toda la espuma y residuos antes de volver a ponerse las lentillas.
- Mantenga los ojos cerrados durante la aplicación.
- El producto está pensado para aplicarse en párpados y pestañas, **No aplicar directamente en los ojos.**
- **Sólo para uso externo.**
- Manténgase fuera de la vista y alcance de los niños.
- No utilizar en niños menores de 3 años.
- Use maquillaje hipoalérgico y loción para piel delicada alrededor de sus ojos durante el tratamiento.
- No use en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.
- En caso de irritación, suspenda inmediatamente el uso, enjuague sus ojos con agua y póngase en contacto con su oftalmólogo si la irritación continúa.
- No utilizar el producto transcurridos 6 meses desde la fecha de su apertura.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, por debajo de 35°C.



PRESENTACIONES: NAVIBLE® se presenta en dos formulaciones:

- NAVIBLE® CUIDADO INTENSIVO para eliminar las secreciones oculares severas y residuos debidas a infecciones causadas por bacterias y Demodex (Envase rojo).

- NAVIBLE® CUIDADO DIARIO para cuidado diario a largo plazo de la higiene y prevención de las secreciones oculares y residuos causadas por bacterias y Demodex (Envase azul).